

# ワイヤレストークシステム (フェイストーク)

声をマイクで拾って、無線で耳元に伝えます。  
聴き取りに不自由をお感じの方に朗報です。

聴こえるっ！  
とっても嬉しい！

私の声をマイクで拾って  
あなたのイヤホンに送っ  
ています。



自分の声も聞こえ、相手の声  
も耳元で話されているように  
はっきり聴こえます。



耳の不自由な人にも、はっきり声が伝わります。  
診療、窓口、親子での会話などで効果を発揮します。  
デザインも美しく身体にフィットします。

受信機



送信機から受信機へ  
無線で音声を伝えます。



送信機



# 主な特長と使い方

## 耳の不自由な方もスムーズに会話ができます

話し声が難聴の利用者にはっきり届き  
聴き間違いや聴き返しが減ります

また

自分の声も聴こえますので  
とても話し易くなります



よくお話しして  
くれますね




自分の声も聴こえるので  
とても話し易いのです

## 簡単な操作・ハンズフリー

ユニットを首にかけ、イヤホンを付けて  
ボリュームを回すだけ  
お年寄りでも簡単に使えます

イヤホン以外の  
余分なコードがありませんので  
ハンズフリーで使い易いです



## 自宅でも外出先でも、様々な使い方ができます

自宅では家族の方との会話のほか、テレビの音声の聞き取りなど。外に持ち出して病院や薬局など聞き漏らしてはいけない会話のやりとりに効果を発揮します  
乾電池でも使えますので、屋外や移動中にも便利に使うことができます

診療  
健康相談  
窓口  
などで



## ■GT-R800：レシーバユニット（子機）の仕様

### 【電源】

単3電池：1本  
添付の充電池を使用の場合、約12時間使用可能

### 【音量の調節範囲】

好みに応じて簡単にボリューム調整が可能

### 【マイク】 内蔵コンデンサーマイク


### 【出力端子】

イヤホンジャック×2か所（右耳用、左耳用）  
市販のヘッドホン使用可能

### 【電源ランプ】

緑（電池良好）赤点滅（電池残量少）赤（残量不足、要充電）

### 【受信表示ランプ】 受信時 ブルーLEDが点灯



介護の現場  
やお買いもの  
お散歩  
の時に



製造元  
**Jumpers株式会社**

販売元

**有限会社アイアシテム**

〒132-0023 東京都江戸川区西一之江3-40-11  
TEL 03-3674-5768 FAX 03-3674-5762  
URL <http://www.eyearsystem.com>

●お問い合わせは・ご用命は